



ORTHONEV
ORTHOPEDIC PRODUCTS



ORTEZ GRUBU DESTEKLERİ
ORTHESIS GROUP SUPPORTS



ORT-6040

HİPEREKSTANSİYON KORSE (JEWETT)

Vertabral kompresyon kırıklarında, osteoporoz, spondylitis.

JEWETT HYPEREXTENSION BRACE

Used to treat compression fractures, provides tri-planar control of the body.



ORT-6050

HİPEREKSTANSİYON KORSE DERİLİ (JEWETT)

Özel alüminyumdan imal edilmiş, cilde temas eden yüzeyleri deri kaplı gövde artezi deri kaplı gövde ortezidir. Üzerindeki vidalı sistem sayesinde ortez üzerinde uzunluk ve genişlik ayarı yapılabilmektedir. Hareketli sternal pedler bölgesel basıncı azaltarak konforlu kullanım olanağı sağlar hareketli sistemdir.

HYPEREXTENSION CORSET

4 this is a body orthosis made of special aluminum and its parts which are in contact with the skin are covered with leather. Due to the screw system installed on the orthosis, length and width adjustment is possible. Mobile sternal pads provides comfortable using by decreasing the sectional compression. Pelvic bar is the mobile system that causes comfort at sit & stand positions. It stabilizes the hyperextension of the vertebra.

ORT-6040	ORT-6041	ORT-6042
S	M	L

ORT-6050	ORT-6051	ORT-6052
S	M	L
40-46cm	47-53cm	54-60cm



ORT-6060

MİNİNERVA ORTEZİ (CTO BOYUNLUK)

Boyun travmaları sonrası, servikal bölgenin sabitlenmesi.

STERNAL OCCIPITAL MANDIBULAR IMMOBILIZER

Somi brace a completely adjustable cervical orthosis that provides flexion, neutral positioning and immobilization.

ORT-6060	ORT-6061	ORT-6062
S	M	L
34-36/70-90	36-38/90-110	38-40/110-130



ORT-6080

3 NOKTA HİPEREKSTANSİYON KORSE

Lomber, orta ve alt torasik vertebralarda stabil kompresyon kırıkları, Scheuermann hastalığındaki hiperkifozis Lomber ve torasik omurgada operasyona uygun olmayan vertebra gövde kırıklarının konservatif tedavisi, Geçici post-operatif bakım.

HYPEREXTENSION BRACE 3 POINT

Shock absorbing ethafoam covered sternal pad ensures better comfort with reduced pressure on pubis and chest anatomical, broad, rigid back pad relieves the load on the anterior vertebra. Customizable, using easy slide and screw adjustment mechanism. Malleable horizontal bar, ensures close contoured fitting and effective immobilization.

ORT-6080	ORT-6081
S	M
40-49cm	50-60cm



ORT-6130

TERMOPLASTİK EL-BİLEK SPLİNTİ SAĞ/SOL

El bileğinin immobilizasyonunu sağlar. Ulnar ve radial rotasyonları engeller.

THERMOPLASTIC HAND- WRIST SPLINT RIGHT/LEFT

Enables immobilization of wrist, used in resting position following plaster treatment of fractures and painful positions of the wrist.



ORT-6140

TERMOPLASTİK İSTİRAHAT SPLİNTİ

El bileğinin ağrılı durumlarda immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

THERMOPLASTIC REST SPLINT

Provides immobilization in painful conditions of the wrist. Palmar aluminum support restricts wrist movements. Provides better stabilization with wrist bandage.

ORT-6130	ORT-6131	ORT-6132
S	M	L
15-18cm	19-21cm	22-24cm

ORT-6140	ORT-6141	ORT-6142
S	M	L
15-18cm	19-21cm	22-24cm



ORT-6150

İNHİBİTÖR ANTI SPASTİSİTE SPLİNTİ

El bileğinin ağrılı durumlarda immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

THERMOPLASTIC ANTI SPASTICITY SPLINT

Provides immobilization in painful conditions of the wrist. Palmar aluminum support restricts wrist movements. Provides better stabilization with wrist bandage.



ORT-6160

DİNAMİK EL BİLEK SPLİNTİ

Parmakların hareketlerinin kısıtlı olduğu durumlarda el parmaklarına egzersiz yaptırmakta kullanılır.

DINAMIC HAND - WRIST SPLINT

Hand fingers used in cases where limited movement of the fingers exercise obtains.

ORT-6150	ORT-6151	ORT-6152
S	M	L
15-18cm	19-21cm	22-24cm

ORT-6160	ORT-6161	ORT-6162
S	M	L
15-18cm	19-21cm	22-24cm



ORT-6170

KLEINERT ATELİ

Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu kumaş kaplıdır. Pasif fleksiyon ve aktif ekstansiyona olanak sağlar. Fleksör tendon yaralanmalarında tendon onarımı sonrası erken kontrollü harekete olanak sağlar ve adezyonların oluşumunu önler.

KLEINERT HAND-FINGER SPLINT

Manufactured of thermoplastic material with an inner terry cloth coating. Allows passive flexion and active extensions. In flexor tendon injuries provides early controlled motion after tendon repair and prevents the formation of adhesions.

ORT-6170	ORT-6171
S	M
15-19cm	20-24cm



ORT-6180

DİRSEK KONTRAKTÜR ORTEZİ

Medial ve lateral epikondil kırıklarında, Dirsek lukasyonu / dislokasyonunda, Dirsek atrolizi sonrası immobilizasyon sağlar.

ELBOW CONTRACTURE ORTHOSIS

It provides immobilization after elbow arthrolysis, medial and lateral epicondyle fractures, elbow location/dislocation Right and Left.

ORT-6180	ORT-6181	ORT-61822	ORT-6183
S	M	L	UNISIZE
22-28cm	28-34cm	34-40cm	S-XXL



ORT-6250

SARMIENTO (HUMERUS) BREYSİ

Humerus kırıklarında kullanılır. Omuz rotasyonu istenildiğinde kısıtlanabilir, dirseğin fleksiyon ve ekstansiyonuna izin verir.

SARMIENTO BRACE

It is used humerus fractures. The shoulder rotations can be restricted when needed and allows the elbows flexion and extension.

ORT-6250	ORT-6251
1	2
23-30cm	31-40cm



ORT-6260

İSTİRAHAT AFO

Ayak ve ayak bileğine multi pozisyonda istirahat sağlar. Eskar yaralarını önler.

RESTING AFO

Enables resting of the foot and ankle in multi-positions.

ORT-6260	ORT-6261	ORT-6262
S	M	L
35-37cm	38-40cm	40-44cm



ORT-6270

FONKSİYONEL AFO

Düşük ayak ve ayak bileğini fonksiyonel pozisyonda tutarak sürtünmeyi engeller.

THERMOPLASTIC RESTING SPLINT

Prefabricated polypropylene ankle foot orthosis designed to support flaccid drop foot.



ORT-6230

KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ SAĞ/SOL

Kalçanın stabilizasyonu ve pozisyonlanmasını sağlar. Revizyon operasyonundan sonra post-operatif koruma sağlar.

HIP ABDUCTION ORTHOSIS RIGHT/LEFT

Post-operative stabilization and limitation of the hip joint movement, for hip dislocations, replacements, revisions and fractures.

ORT-6260	ORT-6261	ORT-6262
S	M	L
35-37cm	38-40cm	40-44cm

ORT-6230	ORT-6231	ORT-6232	ORT-6233
S	M	L	XL
40-45/60-75cm	46-52/75-90cm	52-60/90-105cm	60-70/105-120cm



ORT-6290

AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÖR ORTEZİ KISA (ROM WALKER)

Bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrası. Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisi. Talocrural eklemin kırıklı durumlarında. Ön ve orta ayak kısımları tarsus yaralanmalarının konservatif tedavisi. Bağ refleksasyonu ve peroneal tendon dislokasyonu sonrası. Kronik ligamentöz instabilite için. Talus, kalkaneus ve medial malleol kırıklarının takip tedavisinde.

ROM WALKER SHORT

The stabilizer rom walker provides comfortable stability for acute ankle sprains, soft tissue injuries of the lower leg, stress fractures of the lower leg and ankle, and stable fractures of the ankle.

ORT-6290	ORT-6291	ORT-6292
S	M	L
35-38cm	39-42cm	43-46cm



ORT-6300

AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÖR ORTEZİ UZUN (ROM WALKER)

Bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrası. Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisi. Talocrural eklemin kırıklı durumlarında. Ön ve orta ayak kısımları tarsus yaralanmalarının konservatif tedavisi. Bağ refleksasyonu ve peroneal tendon dislokasyonu sonrası. Kronik ligamentöz instabilite için. Talus, kalkaneus ve medial malleol kırıklarının takip tedavisinde.

ROM WALKER LONG

The stabilizer rom walker provides comfortable stability for acute ankle sprains, soft tissue injuries of the lower leg, stress fractures of the lower leg and ankle, and stable fractures of the ankle.

ORT-6300	ORT-6301	ORT-6302
S	M	L
35-38cm	39-42cm	43-46cm



ORT-6310

AŞİL BOTU KISA

Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisinde, Bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrasında, Ön ve orta ayak Tarsus yaralanmalarında, talus, Kalkaneus ve medial malleol kırıklarında, Aşil tendon rüptürünün konservatif veya cerrahi tedavisinden sonra erken fonksiyonel terapide kullanılır.

ACHILLES BRACE SHORT

Achilles tendon rupture with surgery or use a cast, splint, brace, walking boot, after treatment it's important to follow the rehabilitation program prescribed by your physiotherapist. This can assure your tendon heals and prevents further injury. After the appropriate physiotherapy-rehabilitation program most people can return to sports and other activities.

ORT-6310	ORT-6311	ORT-6312
S	M	L
35-38cm	39-42cm	43-46cm



ORT-6320

AŞİL BOTU UZUN

Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisinde, Bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrasında, Ön ve orta ayak Tarsus yaralanmalarında, talus, Kalkaneus ve medial malleol kırıklarında, Aşil tendon rüptürünün konservatif veya cerrahi tedavisinden sonra erken fonksiyonel terapide kullanılır.

ACHILLES BRACE LONG

Achilles tendon rupture with surgery or use a cast, splint, brace, walking boot, after treatment it's important to follow the rehabilitation program prescribed by your physiotherapist. This can assure your tendon heals and prevents further injury. After the appropriate physiotherapy-rehabilitation program most people can return to sports and other activities.

ORT-6320	ORT-6321	ORT-6322
S	M	L
35-38cm	39-42cm	43-46cm



ORT-6430

GÜVERCİN GÖĞÜS KAFESİ ORTEZİ

Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Cildi tahrişetmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, ayarlanabilir omuz bantlarıdır. Sternal bölgede çelik destekleri mevcuttur.

PIGEON RIB CAGE ORTHOSIS

It is made of flexible, breathable, non-sweating cotton fabric. High quality and flexible fabric that does not irritate the skin, practical velcro system that can be put on and taken off easily and quickly, and adjustable shoulder straps. There are steel supports in the sternal region.

UNISIZE

S-XXL beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır.



ORT-6440

HEMİPLEJİ EL-BİLEK ORTEZİ

Medial ve lateral epikondil kırıklarında, Dirsek lukasyonu / dislokasyonunda, Dirsek atrolizi sonrası immobilizasyon sağlar.

HEMIPLEGIA HAND-WRIST ORTHOSIS

It provides immobilization in medial and lateral epicondyle fractures, Elbow luxation / dislocation, after elbow atrolysis.

UNISIZE

S-XXL beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır.



ORT-6240



<https://orthonew.com.tr/>

PAVLİK BANDAJI

Kalça çıkığı tedavisinde, kalçanın pozisyonlanmasını sağlar.

PAVLİK HARNESS

Used in the treatment of hip dislocation.

ORT-6240	ORT-6241	ORT-6242	ORT-6243
S	M	L	XL
35-38cm	39-42cm	43-46cm	47-50 cm



<https://orthonew.com.tr/>